
PRESYS®





121.2

120.7

121.0

121.0

120.8

120.7

121.0

120.8

121.0

121.1

120.9

120.8

120.9



- Compensação automática de junta fria.
- Montada em maleta de plástico ABS, para fácil e ágil utilização.
- Acompanha certificado de calibração executado com padrões rastreados ao INMETRO.
- Faixa de indicação configurável.
- Dimensões da maleta: 420 x 230 x 360 mm (LxPxA).
- Com chave Liga/Desliga.
- Alimentação da maleta: 110 / 220 Vca 60 Hz.
- Aquisição automática ao ligar.
- Tela colorida sensível ao toque (touchscreen) de 5,7".
- Processador Dual Core de 1 GHz e memória Flash de 16 GB.
- Ethernet, Wi-Fi via adaptador e porta USB.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Monitoramento portátil de temperatura em prensas de vulcanização;
- Levantamento de perfil térmico de temperatura em fornos, reatores, estufas e autoclaves.
- Exportação de dados criptografados que podem ser visualizados no software LapyView (já incluso) permitindo a geração de relatórios com gráfico e tabela dos pontos aquisitados.

COMPLIANCE 21 CFR PART 11

ATENDE AOS REQUISITOS

- Permissões de Usuários.
- Bloqueio de Acesso por tentativas inválidas.
- Vencimento para troca de senhas.
- Registro na trilha de Auditoria (Audit trail).
- Histórico de Usuário mantido após exclusão de login.
- Logoff por inatividade (timeout).
- Exportação dos dados criptografados e invioláveis.

ESPECIFICAÇÕES

- Linearização: ± 0,2 °C para TC.
- Compensação de junta fria: ± 0,5 °C na faixa de temperatura de 0 a 50 °C.
- Estabilidade com a temperatura ambiente: ± 0,005% do span por °C com referência à temperatura ambiente de 25 °C.
- Peso: 6,2 kg.
- Garantia: Um ano.

Banho Térmico

T-25NL / T-45NL


- Equipamento destinado para uso na função de "zerar" offsets dos sensores utilizados na qualificação.
- Possui insert específico com 15 orifícios de 3mm para sensores utilizados e de 6mm para sensores IRTD padrão.
 - Possui calibrador integrado com resolução de 0,01 °C e entradas auxiliares para interligação de sensores de temperatura.



Maleta ARMY-3001 e Banho Térmico





◆ Junto com o banho térmico o ARMY-3001 permite de maneira fácil e rápida a realização da correção dos erros de temperatura em função do valor do padrão.






Exportando Dados do ARMY-3001








ARMY-3001 aquisita automaticamente os dados dos 24 sensores permitindo a visualização de todos os pontos, a exportação dos dados criptografados e também a geração individual do pdf de cada sensor.

LapyView - Geração Tabela e Gráficos





DATA.	HORARO	THO-001	TAD-002	TAO-000	TAG-006	TAG-009	TAD-000
6509/3000	08 06 39	20.0	20.2	22.5	22.4	22.6	22.6
09/99/2020	00 06 44	22.0	22.2	22.5	22.4	22.5	22.6
60/09/0000	08.06.49	22.0	20.2	22.3	22.4	22.6	22.6
00090000	08:06:54	22.0	20.2	22.9	22.4	22.9	22.6
604940000	08.06.59	20.0	20.2	22.9	22.4	22.6	224
60/09/2000	08/07/04	20.0	20.0	22.3	22.4	22.6	22.6
09/99/2020	01/10/00	22.0	22.2	22.5	22.4	22.5	22.6
00090000	98107.10	22.0	20.2	22.9	22.4	22.9	224
694949000	08.07.19	22.0	20.3	22.3	22.4	22.6	224
6009/0000	08 07 24	20.0	20.2	22.3	22.4	22.6	22.6
69/99/2020	08 07 29	22.0	20.0	22.5	22.4	22.5	22.6
0009/0000	08.07.34	22.0	20.2	22.3	22.4	22.6	22.6
0009000	9810140	22.0	20.2	22.9	22.4	22.9	228
6009/0000	08.07.44	22.0	39.3	22.3	39.4	22.6	224
60/09/2020	99-10 80	20.0	20.0	22.5	22.4	22.6	22.6
69/99/2020	08:07:54	22.0	22.2	22.5	22.4	22.5	22.6
60/09/0000	08.07.59	22.0	20.2	22.9	22.4	22.6	224
0009/0000	08 08 04	20.0	20.2	22.9	20.4	22.6	22.6
69/09/2009	00 00 09	22.0	22.2	22.5	22.4	22.5	22.6
00000000	08.08.14	22.0	20.2	22.9	22.4	22.9	224
604040000	08/08/20	22.0	20.2	22.9	22.4	22.6	224
6009/0000	08 08 24	20.0	20.2	22.3	22.4	22.6	224
65/99/2009	08 08 30	22.0	22.2	22.5	22.4	22.5	22.6
00/09/0000	98 98 34	22.0	20.2	22.9	22.4	22.6	22.6
0009000	08:08:39	22.0	20.2	22.9	22.4	22.9	228
60409/2000	00:00:44	22.0	20.2	22.9	22.4	22.6	224
0009/0000	08.00.49	40.0	20.2	22.9	20.4	22.6	224
69/99/2020	00 00 54	40.0	48.2	40.3	40.4	40.5	404
00000000	98 98 59	40.0	40.2	403	40.4	40.6	40.6
00090000	08:09:04	50.0	90.2	90.3	90.4	90.9	908
69690000	08.09.09	50.0	60.2	50.3	50.4	50.5	504
6009/0000	08 09 14	60.0	60.2	40.3	40.4	40.5	60.6

■ O LapyView é uma aplicação Windows que possibilita importar os dados criptografados provenientes do ARMY-3001, configurar a exibição desses dados, permitindo a impressão de tabelas e gráficos. É importante ressaltar que os dados não podem ser alterados, apenas visualizados e impressos.



Rua Luiz da Costa Ramos, 260 São Paulo - SP - 04157-020 Tel.: (11) 3056.1900 www.presys.com.br e-mail: vendas@presys.com.br





